

HPR2162

DEVICE TB-2 LARVICIDA PER ZANZARE PASTIGLIE PRONTO USO

1 - Composizione

100 g di prodotto contengono:
Diflubenzuron 2,00 g
Coformulanti q.b. a 98 g

2 - Descrizione

DEVICE TB-2 agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare, interferendo con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzare e bloccandone il normale processo di muta.

Gli effetti dell'applicazione del DEVICE TB-2 sulle larve di zanzare sono visibili dopo 2 - 4 giorni.

DEVICE TB-2 va applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare, come acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d'acqua, vasi di fiori recisi, sottovasi, copertoni, fontane e piccoli specchi d'acqua) e in sistemi idraulici chiusi (tombini, fosse settiche, vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole). Il prodotto si presta ad essere utilizzato in ambienti privati, civili, pubblici e zootecnici



3 - Utilizzo

Dosi di applicazione:

- Acqua molto inquinata/organiche (es. tombini): 1 compressa per 40 litri di acqua
- Acque chiare: 1 compressa ogni 8 m³
- Acque sporche: 1 compressa ogni 4m³

4 - Campi di impiego

Per maggiore efficacia, i trattamenti di DEVICE TB-2 vanno ripetuti ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile-estivo, in corrispondenza della riproduzione delle zanzare.

5 - Proprietà prodotto

Formulazione

TB - Compresse effervescenti da 2 g



SCHEMA TECNICA

6 - Marchio



7 - Tipo imballo

Secchiello

8 - Dimensione e peso confezione

5 kg

Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 528288

